

BIO VISION

Kapselspannringe (CTR)



BIO VISION Kapselspannringe...

- ... verbessern die Sicherheit bei Phakoemulsifikationen und IOL-Implantationen in der Hinterkammer
- ... beugen Glaskörperbrüchen vor und sind effektiv für die Stabilisierung des Kapselsacks bei geschwächten Zonulafasern.
- ... sichern die IOL-Zentrierung, wodurch die Sicht verbessert und das Implantat zusätzlich gestützt wird.
- ... kann die Proliferation und Migration von Epithelzellen hemmen und so die Wahrscheinlichkeit einer Kapseltrübung verringern.

MODELLE	CTR11 CTR12 CTR13
GESAMT-DURCHMESSER	11.0 mm 12.00 mm 13.00 mm
INZISIONS-DURCHMESSER	9.7 mm 10.4 mm 11.4 mm
LÖCHER	2
MATERIAL	PMMA (transparent / blau)
INDIKATIONEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Subluxierter Katarakt ■ Zonulardialyse ■ Starke Kurzsichtigkeit
KONTRAINDIKATIONEN	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hintere Kapselruptur ■ Vordere Kapsulorhexis-Teilung (Riss)
ZERTIFIZIERUNG	CE2460



biotech

access to innovation