



EYECRYL PHAKIC

PHAKE INTRAOKULARLINSE

EYECRYL PHAKIC ist eine Hinterkammerlinse aus hydrophilem Material mit einer sphärischen Optik ohne sphärische Aberration und ebenfalls in einer torischen Version erhältlich, der **EYECRYL PHAKIC TORIC**.

Die **EYECRYL PHAKIC** Intraokularlinse ist eine Premiumbehandlung zur Korrektur von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Astigmatismus.

Die einfache Implantation und postoperative Stabilität zeichnen sie im Segment der phaken Linsen aus.

- Keine periphere Iridektomie erforderlich
- Hervorragende Positionsstabilität
- Asphärische Optik ohne Aberration
- Schnelle Wiederherstellung des Sehvermögens
- Scharfes Sehen mit hervorragendem Kontrastempfinden bei allen Lichtverhältnissen
- Kann durch eine Inzisionsgröße von 2,8 mm implantiert werden
- Einfachere IOL-Positionierung dank sichtbaren torischen Achsenmarkierungen an der Peripherie der Optik




SPEZIFIKATIONEN EYECRYL PHAKIC

PRODUKT	EYECRYL™ PHAKIC	EYECRYL™ PHAKIC TORIC
MATERIAL	Hydrophiles Acrylat CQ UV	
OPTIK	Asphärisch	Asphärisch Torisch
MODELLE	PKC110NH - 11.0 mm* PKC115NH - 11.5 mm* PKC120NH - 12.0 mm PKC125NH - 12.5 mm PKC130NH - 13.0 mm PKC135NH - 13.5 mm PKC140NH - 14.0 mm*	PC110T - 11.0 mm* PC115T - 11.5 mm* PC120T - 12.0 mm PC125T - 12.5 mm PC130T - 13.0 mm PC135T - 13.5 mm PC140T - 14.0 mm*
OPTIK-DURCHMESSER	6.50 mm	
OPTISCHE ZONE	4.65-5.50 mm	
GESAMT-DURCHMESSER	12.0-13.5 mm 11.00 - 11.50 - 14.00 mm*	
BRECHUNGSINDEX	1.461	
DIOPTRIENBEREICH	0.00 D a -25.0 D (0.5 D Schritte)	
ERWEITERTER DIOPTRIENBEREICH*	+10.0 D a +0.5 D* (0.5 D Schritte)	+8.0 D a +0.5 D* (0.5 D Schritte)
ZYLINDER		0.5D a 5.0D (0.5D Schritte)
POSITION	Hinterkammer	
STERILISIERUNG	Dampf	
HALTBARKEIT	4 Jahre nach Herstellungsdatum	
LÖCHER	2 Löcher im Haptikbereich, 1 zentraler Port	
ORIENTIERUNGSMARKEN	Linkes Ende der distalen Haptik und rechtes Ende der proximalen Haptik	

*nur auf Anfrage erhältlich

EYECRYL™ PHAKIC IOL



EYECRYL™ PHAKIC TORIC IOL

