

IRIS RETRACTOR



Der Irisretractor besteht aus einem flexiblen Haken aus hellblauem Polypropylen-Monofilament, der ein Trauma der Iris reduziert. Der verstellbare Silikonstopfen bietet einen hervorragenden Halt und ermöglicht die optimale Anpassung der Pupillengröße.

INDIKATIONEN

- Der flexible Irisretractor ermöglicht eine mechanische Erweiterung der Pupille, wenn dies pharmakologisch nicht möglich ist.
- Es ist eine einfache, sichere und schnelle Alternative, um die Operationszeit zu verkürzen.
- Der flexible Irisretractor dehnt und hält die Iris für eine optimale Sicht während chirurgischer Eingriffe wie Phakoemulsifikationschirurgie oder vitreoretinaler Chirurgie
- Der Irisretractor kann sicher in aphaken, pseudophaken und phaken Augen verwendet werden.

VERPACKUNG

- Schachtel mit 5 Einweg-Irisretractoren.
- Normalerweise sind vier (4) Irisretractoren erforderlich, um eine angemessene Irisdilatation zu erreichen.
- Die Irisretractoren werden steril geliefert (sterilisiert mit Ethylenoxid).

ZERTIFIZIERUNG

CE2460



biotech

access to innovation